

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>Vigencia</b>	2022
		<b>Código</b>	SNS 3000-PMH

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
MOTOCICLETA	PARQUEADERO	HONDA 125 DCZ34A	569	ANUAL	MARZO	CONDUCTOR	LIMPIEZA DEL CARBURADOR
MOTOCICLETA	PARQUEADERO	HONDA 125 DCZ34A	569	TRIMESTRAL	ENERO- ABRIL-JULIO-OCTUBRE	CONDUCTOR	FERNOS -LLANTAS Y LUCES
MOTOCICLETA	PARQUEADERO	HONDA 125 DCZ34A	569	POR KILOMETRO RECORRIDO ENTRE 1500 Y 2000	POR KILOMETRO RECORRIDO ENTRE 1500 Y 2000	CONDUCTOR	CAMBIO ACEITE DEL MOTOR
MOTOCICLETA	PARQUEADERO	HONDA 125 DCZ34A	569	TRIMESTRAL	ENERO- ABRIL-JULIO-OCTUBRE	CONDUCTOR	ENGRASADA GENERAL
MOTOCICLETA	PARQUEADERO	HONDA 125 DCZ34A	569	TRIMESTRAL	ENERO- ABRIL-JULIO-OCTUBRE	CONDUCTOR	MANTENIMNETO DE COJINERIA
MOTOCICLETA	PARQUEADERO	HONDA 125 DCZ34A	569	TRIMESTRAL	ENERO- ABRIL-JULIO-OCTUBRE	CONDUCTOR	REVISION KIT DE ARRASTRE
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	MENSUAL	ENERO -DICEMBRE	CONDUCTOR	REVISIÓN DE PASTILLAS DE FRENOS
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	MENSUAL	ENERO -DICEMBRE	CONDUCTOR	REVISIÓN DE SUSPENSIONES
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	MENSUAL	ENERO -DICEMBRE	CONDUCTOR	REVISIÓN SISTEMA DE DIRECCIÓN
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	MENSUAL	ENERO -DICEMBRE	CONDUCTOR	REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	MENSUAL	ENERO -DICEMBRE	CONDUCTOR	REVISIÓN DE BATERÍA

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
[hospitalconcordia@gmail.com](mailto:hospitalconcordia@gmail.com)  
Nit 890907297-3

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>Vigencia</b>	2022
		<b>Código</b>	SNS 3000-PMH

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	SEMESTRAL	ENERO -DICIEMBRE	CONDUCTOR	MANTENIMNETO DE COJINERIA
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONDUCTOR	REVISIÓN BANDAS DE FRENOS DELANTERA
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000	CONDUCTOR	ROTACION DE LLANTAS
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	ANUAL	MARZO	CONTRATISTA EXTERNO	MANTENIMIENTO DE INYECTORES
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	TRIMESTRAL	ENERO- ABRIL-JULIO-OCTUBRE	CONDUCTOR	MANTENIMIENTO DE LUJOS
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONTRATISTA EXTERNO	REVISIÓN BANDAS DE FRENOS TRASERA
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONDUCTOR	CAMBIO ACEITE DEL MOTOR
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONDUCTOR	ENGRASADA GENERAL
AMBULACIA	PARQUEADERO	TOYOTA ODT766	1342	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONDUCTOR	CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE
AMBULACIA	PARQUEADERO	HYUNDAI OLI 056	1354	MENSUAL	ENERO -DICIEMBRE	CONDUCTOR	REVISIÓN DE PASTILLAS DE FRENOS
AMBULACIA	PARQUEADERO	HYUNDAI OLI 056	1354	MENSUAL	ENERO -DICIEMBRE	CONDUCTOR	REVISIÓN DE SUSPENSIONES

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
[hospitalconcordia@gmail.com](mailto:hospitalconcordia@gmail.com)  
Nit 890907297-3

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>Vigencia</b>	2022
		<b>Código</b>	SNS 3000-PMH

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
AMBULACIA	PARQUEADERO	HYUNDAI OLI 056	1354	ANUAL	MARZO	CONTRATISTA EXTERNO	MANTENIMIENTO DE INYECTORES
AMBULACIA	PARQUEADERO	HYUNDAI OLI 056	1354	TRIMESTRAL	ENERO- ABRIL-JULIO-OCTUBRE	CONDUCTOR	MANTENIMIENTO DE LUJOS
AMBULACIA	PARQUEADERO	HYUNDAI OLI 056	1354	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONTRATISTA EXTERNO	REVISIÓN BANDAS DE FRENOS TRASERA
AMBULACIA	PARQUEADERO	HYUNDAI OLI 056	1354	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONDUCTOR	CAMBIO ACEITE DEL MOTOR
AMBULACIA	PARQUEADERO	HYUNDAI OLI 056	1354	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONDUCTOR	ENGRASADA GENERAL
AMBULACIA	PARQUEADERO	HYUNDAI OLI 056	1354	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	POR KILOMETRO RECORRIDO 5000 A 6000	CONDUCTOR	CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE
EQUIPO DE HEMATOLOGIA	LABORATORIO	MINDRAY BG-3600	381	ANUAL	JUNIO	CONTRATISTA EXTERNO	LIMPIEZA LUBRICACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE HEMATOLOGIA	LABORATORIO	MINDRAY BG-3600	381	ANUAL	JUNIO	CONTRATISTA EXTERNO	LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO, CALIBRACIÓN ÓPTICA, LUBRICACIÓN GENERAL DEL EQUIPO
EQUIPO DE RX CON FUENTE DE PODER	RX	ECONET	445	ANUAL	JUNIO	CONTRATISTA EXTERNO	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TODAS SUS PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS
EQUIPO DE RX ODONTOLOGICO SANDRI	ODONTOLOGIA	ECONET	294	ANUAL	JUNIO	CONTRATISTA EXTERNO	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TODAS SUS PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS
CONGELADOR	MANTENIMIENTO		1250	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA REVISIÓN DE TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO, CARGA DE GAS Y PARTE ELECTRICA

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
[hospitalconcordia@gmail.com](mailto:hospitalconcordia@gmail.com)  
Nit 890907297-3

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>Vigencia</b>	2022
		<b>Código</b>	SNS 3000-PMH

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
MUEBLE DE 7 GAVETAS EN FORMICA DE PARED	HOSPITALIZACION	MADERA	1173	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE TRABAJO DE 3 GAVETAS	PYP AREA ADMINISTRATIVA	SIN MARCA	0031	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE TRABAJO RECTO CON ARCHIVADOR M	SECRETARIA	SIN MARCA	0064	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE COMPUTO CON PORTATECLADO MADEC	SUBGERENCIA ATENCION AL USUARIO	SIN MARCA	0074	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE TRABAJO DE DOS ARCHIVADORES Y	ADMISIONES	SIN MARCA	0202	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE RECEPCION CON DOS ARCHIVADORES DE 3 CAJONES	IMAGENOLOGIA	SIN MARCA	0428	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE RECEPCION CON DOS ARCHIVADORES DE 3 CAJONES	IMAGENOLOGIA	SIN MARCA	0431	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE TRABAJO CON ARCHIVADOR 3 CAJONES	FARMACIA	SIN MARCA	0452	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO 2 CUERPOS PARA DISPENSAR MEDICAMENTOS	FARMACIA	SIN MARCA	0466	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE VIDRIO Y FORMICA PARA MEDICAMENTOS	FARMACIA	SIN MARCA	0467	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE
MODULO DE VIDRIO Y FORMICA PARA MEDICAMENTOS	FARMACIA	SIN MARCA	0468	TRIMESTRAL	MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN DE GAVETAS Y PARTES MÓVILES DE MUEBLES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO SI LO REQUIERE

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
[hospitalconcordia@gmail.com](mailto:hospitalconcordia@gmail.com)  
Nit 890907297-3

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>Vigencia</b>	2022
		<b>Código</b>	SNS 3000-PMH

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1016	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1019	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1023	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1029	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1041	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1047	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA METALICA DESMONTABLE	URGENCIAS	DOMETAL	1087	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA METALICAS DE RECUPERACION Y TRANSPORTE	SALA DE PROCEDIMIENTOS	DOMETAL	1101	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA PRINCIPAL DESPLEGABLE	AMBULANCIA ODT 766	SITMED	1345	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA ELECTROMECANICA	SALA DE PARTOS Y OBSTETRICIA	PROMEL	1390	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA PACIENTE 2 PLAN	SALA DE PARTOS Y OBSTETRICIA	PROMEL	1391	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
[hospitalconcordia@gmail.com](mailto:hospitalconcordia@gmail.com)  
Nit 890907297-3

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>Vigencia</b>	2022
		<b>Código</b>	SNS 3000-PMH

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1016	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1019	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1023	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1029	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1041	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE OBSERVACION	URGENCIAS	DOMETAL	1047	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA METALICA DESMONTABLE	URGENCIAS	DOMETAL	1087	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA METALICAS DE RECUPERACION Y TRANSPORTE	SALA DE PROCEDIMIENTOS	DOMETAL	1101	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA PRINCIPAL DESPLEGABLE	AMBULANCIA ODT 766	SITMED	1345	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA ELECTROMECANICA	SALA DE PARTOS Y OBSTETRICIA	PROMEL	1390	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA PACIENTE 2 PLAN	SALA DE PARTOS Y OBSTETRICIA	PROMEL	1391	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENERAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
[hospitalconcordia@gmail.com](mailto:hospitalconcordia@gmail.com)  
Nit 890907297-3

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>Vigencia</b>	2022
		<b>Código</b>	SNS 3000-PMH

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
CAMILLA TELESCOPICA, 2 NIVELES	AMBULANCIA HYUNDAI OLI 056	SIN MARCA	P0309	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DIVAN PLANO CON OVALO FACIAL	CONSULTORIO 2	SIN MARCA	0243	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA GINECOLOGICA	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	SIN MARCA	0635	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE RECUPERACION	CONSULTA MEDICA AMBULATORIA	SIN MARCA	0669	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE RECUPERACION DE PACIENTES	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	SIN MARCA	0673	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA GINECOLOGICA	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	SIN MARCA	0696	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL - CAMILLA DE PLACA 0348	HIGIENE ORAL 1	SIN MARCA	0347	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL - CAMILLA DE PLACA 0346	HIGIENE ORAL 2	SIN MARCA	0349	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.
CAMILLA DE RECUPERACION	PYP RIESGO CARDIOVASCULAR	SIN MARCA	0583	TRIMESTRAL	FEBRERO-MAYO-AGOSTO-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN GENRAL DEL MUEBLE, LIMPIEZA, PRUEBA Y REVISIÓN FUNCIONAL, SEGURIDAD Y AJUSTE.

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
[hospitalconcordia@gmail.com](mailto:hospitalconcordia@gmail.com)  
Nit 890907297-3